



МАССАЖЕР ZET-761

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/частота	Мощность
220V/50 Hz	32W

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET. Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите вилку питания к розетке 220 Вт, разместите массажер на полу, под ногами. Прибор готов к использованию.
2. <1>- Нажмите кнопку переключателя один раз, включится режим массажа.
<2>- Нажмите кнопку переключателя второй раз, включится режим «массаж + подогрев».
<3>- Нажмите кнопку переключателя третий раз, для выключения прибора.

ЗАМЕТКИ:

- Пожалуйста, выключайте прибор из розетки после каждого использования и перед его чисткой.
- Не используйте прибор в ванной или других помещениях с повышенной влажностью. Это может привести к неисправности прибора или поражению током.
- Не используйте прибор, если обнаружите, что поврежден шнур или вилка питания. Обратитесь с сервис центр за помощью специалистов.
- Перед использованием убедитесь, что адаптер и шнур питания подключены к блоку.
- Массажер предназначен только для взрослых людей, детям пользоваться не рекомендуется.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не засовывайте в прибор посторонние предметы, это может привести к повреждению внутренних запчастей.
- Пожалуйста, убедитесь, что кабель питание не имеет изгибов, заломов и узлов.
- Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать прибор - это может привести к поражению током и нарушению гарантийных обязательств. Обратитесь в сервис центр компании.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Отключите прибор из розетки и дайте ему остыть перед чисткой.
2. Протирать прибор нужно только мягкой и слегка влажной губкой. Включать прибор можно ТОЛЬКО когда он полностью высохнет.
3. Не используйте химические или абразивные средства для наружной чистки, так как эти химические вещества могут повредить материал прибора!
4. Массажер предназначен только для домашнего использования.
5. Не используйте прибор для других целей.
6. Не включайте шнур питания в удлинитель.
7. Не используйте массажер, если он имеет неисправности, или был поврежден.
8. Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед использованием нужно проконсультироваться с врачом.
9. Никогда не накрывайте прибор.
10. Не используйте прибор более 20 мин за один раз.
11. Никогда не используйте прибор на опухших или воспаленных участках кожи.
12. Не используйте прибор перед сном.
13. Не используйте прибор в кровати, тем более под одеялом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации – 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____