

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
Модель: OR-MS26

РУССКИЙ **RUS**



Уважаемые покупатели! Большое спасибо Вам за покупку продукции ORION. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.

Уважаемые покупатели!

Большое СПАСИБО Вам за покупку продукции ORION!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций, и сохраните ее на будущее.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед использованием прибора проверьте, чтобы напряжение розетки электросети совпадало с напряжением, указанным на приборе.
2. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Прибор не может быть использован для лечения и вместо медицинских препаратов. Если вы находитесь под медицинским наблюдением, обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием прибора.
4. Запрещается погружать прибор в воду, мочить его водой или другими жидкостями.
5. Если прибор упал в воду, отключите его немедленно от сети питания – вытяните штепсельную вилку из розетки. Не прикасайтесь к воде.
6. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы, когда он подключен к сети.
7. Не пользуйтесь прибором, если обнаружите повреждения шнура, вилки или других частей.
8. Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор. Отнесите прибор в сервисный центр.
9. Держите прибор и отключайте его от сети только сухими руками.
10. Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
11. Нужно быть предельно внимательным, когда прибор используется возле детей.
12. Используйте прибор только в целях, описанных в данной Инструкции по эксплуатации.
13. Прибор предназначен только для домашнего использования.
14. Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
15. Не пользуйтесь и не храните прибор вблизи горячих и нагреваемых поверхностей/предметов.
16. Не наматывайте шнур вокруг прибора.
17. Всегда отключайте прибор от сети после использования, перед чисткой.
18. Не пользуйтесь прибором вне помещения.
19. Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах, душевых, возле воды.
20. Не разрешайте детям играть с прибором.

ВНИМАНИЕ!

1. Не пользуйтесь прибором, если у вас повышенная температура, чувствительная кожа, нарушенное кровообращение, присутствуют отеки, воспаления и язвы на коже, проблемы с сердцем.
2. Не пользуйтесь прибором после серьезных повреждений мышц, при физических травмах. Проконсультируйтесь сначала с врачом.
3. Прекратите использование массажера, если после его применения возникает боль или припухлость кожных покровов. Обратитесь к врачу для проверки.
4. Не пользуйтесь прибором, если у вас имеются заболевания вен (флебит, тромбоз, варикозное расширение), повреждены или воспалены кожные покровы (свежие, открытые раны), ушибы.
5. Не массируйте область живота во время беременности. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора.
6. Если вы приняли пищу, прибором разрешено пользоваться только через 60 минут.
7. Избегайте непрерывного массажа одной и той же области в течение длительного времени (более 15 минут).

ДЕТАЛИ



Волнистая и роликовая насадки обеспечивают массаж всего тела: спины, плеч, рук, ног, бедер, шеи.

Вы можете массажировать тело через одежду, но наилучший эффект достигается при массаже обнаженного тела.

Снимать/одевать насадки необходимо, когда прибор выключен.

Насадки:

- 1 - волнистая насадка
- 2 - роликовая насадка
- 3 - защитная насадка (используется с волнистой в тех местах, где волосы могут попасть в устройство)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данный массажер предназначен для:

- расслабления и снятия напряжения в мышцах,
- снятия чувства общей усталости,
- устранения болей в шее и спине,
- повышения тонуса организма,
- снятия стресса и усталости.

Применение:

1. Установите необходимую насадку.
2. Подключите прибор к сети.
3. Поверните выключатель по часовой стрелке для включения прибора.
4. Для увеличения скорости работы поворачивайте выключатель по часовой стрелке. Для уменьшения скорости - против часовой стрелки.
5. Держа прибор за ручку, выполните массаж.
6. Для выключения прибора поверните выключатель против часовой стрелки до упора и выньте вилку из розетки.

Примечание!

- Проводя массаж вблизи волос используйте защитную насадку (защитная насадка одевается поверх волнистой насадки).
- При использовании роликовой насадки можно использовать масло для массажа, крем для тела.
- Для более эффективного действия массажера необходимо перемещать его медленно и равномерно, плавными круговыми движениями или движениями вперед и назад, не прикладывая чрезмерного давления.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите корпус массажера сначала слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- Не используйте абразивные моющие средства, растворители и агрессивные жидкости.
- Насадки можно мыть водой с мягкими моющими средствами. Перед использованием насадки должны быть сухими.
- Не опускайте прибор в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник питания: 220-240В
- Мощность: 15Вт
- Номинальный ток: 0,07А
- Степень защиты от влаги: IPX0
- Вес нетто/брутто: 1025г/1100г
- Габаритные размеры изделия: 230X180X105мм
- Габаритные размеры коробки: 240X178X110мм
- Цвет: белый/фиолетовый

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Гарантии поставщика

Массажер для тела OR-MS26 соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION OR-MS26

Основное предназначение: Массажер для тела

Страна производитель: Китайская Народная Республика

Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд.

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29

Дата изготовления: 2011 год

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44

Сертификаты: CE

Вес нетто: 1025 г

Вес брутто: 1100 г

Цвет: белый/фиолетовый