

Электронные детские весы предназначены для измерения веса Вашего ребенка.

Функция «**TARA**», позволяет Вам взвешивать ребенка, не учитывая вес пеленки, на которой лежит малыш.

Функция «**WEIGHT-BLOCK**» (кнопка HOLD) используется для измерения веса ребенка, если Ваш малыш не лежит спокойно.

Максимальный вес измерения 20 кг.

Дискретность измерения 5 гр.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как использовать весы. Сохраните инструкцию. Вы найдете в ней ответы на вопросы, возникающие в процессе эксплуатации.

#### Советы по использованию

Устанавливайте весы только на плоскую и жесткую поверхность (установка на мягкую или неровную поверхность приведет к неточным показаниям).

#### Установка батареек

В весах используется батарейка 6LR61 (типа “Крона”)

Используйте только «алкалайновые» батарейки.

Снимите крышку с отсека для установки батарей на нижней части весов. Вставьте батарейку согласно указанной полярности и закройте крышку.

#### Функциональные кнопки

**ON/OFF/TARA** — кнопка «включение/выключение весов».

Предназначена для включения и выключения весов, а так же для использования функции TARA.

Эта функция позволяет получить результат взвешивания ребенка без учета веса пеленки. Если Вам необходимо получить вес ребенка, исключив вес пеленки из измерения, необходимо включить весы, нажав на кнопку ON/OFF/TARA. На дисплее появится «8888». Дождитесь, пока на дисплее появятся цифры «0,000», затем положите на весы полотенце или пеленку и нажмите ON/OFF/TARA еще раз. Дождитесь пока на дисплее появятся цифры «0,000» После этого, вы можете взвешивать ребенка.

Чтобы выключить весы, нажмите на кнопку ON/OFF/TARA.

Весы выключатся автоматически через 30 секунд, если Вы не производите никаких действий.



## SEL.UNITA – кнопка «Выбор единицы измерения».

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать единицу измерения веса, которую Вы будете использовать: килограммы (Kg) или фунты (Lb).

Если показания на дисплее после включения весов состоят из четырех цифр и на дисплее имеется треугольник в верхнем левом углу, взвешивание будет показано в килограммах.

Если показания на дисплее после включения весов состоят из двух цифр и на дисплее имеется треугольник в нижнем углу, взвешивание будет показано в фунтах. Чтобы выбрать единицу измерения, включите весы и нажмите кнопку SEL.UNITA.

## HOLD – кнопка «Удержание веса».

Предназначена для измерения веса активного ребенка.

Если ребенок двигается, показания весов могут меняться.

Когда Вы положите ребенка на чашу, нажмите кнопку «HOLD». На дисплее появится надпись «HOLD» и весы автоматически вычислят вес ребенка. В верхней части дисплея будет мигать треугольник.

## Советы по уходу

Берегите весы от ударов, пыли, прямых солнечных лучей, влаги, повышенной температуры.

Не роняйте и не ударяйте весы.

Держите весы подальше от источников тепла.

Протирайте верхнюю часть весов влажной тряпкой.

Протирайте нижнюю часть весов только сухой тряпкой.

Не используйте при чистке весов химические средства.

Берегите весы от воды, т.к. они не водонепроницаемые.

Попадание воды или других жидкостей в весы может привести к неисправности и неточности весов.

Не используйте весы при повышенной влажности (более 85%).

## Обозначения

«LO» обозначает, что батарея разряжена. Замените её.

«ERR» – вес превышает максимально допустимый.

Весы готовы к использованию, когда на дисплее появится показание «0,000» в случае измерения в кг. или «0,0» в случае измерения в Фунтах.

Если инструкции были соблюдены неверно, то на дисплее будет «ERR»

## Технические данные

Диапазон взвешивания: до 20кг

Дискретность измерения: 5г

Батарейки: 1 «алкалайновая» батарейка 6LR61 (типа «Крона»)

Рабочие условия: +10-+40С; влажность до 85 %

Условия хранения: +10-+50С; влажность до 85%

Размер весов: 32х52х8см

Вес: 2,20кг

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия **Электронные детские весы «Я расту!» MD6141**

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

### Условия гарантии:

1. Высокое качество изделия гарантируется при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в Руководстве пользователя.

Срок гарантии – 1 год со дня продажи через розничную сеть.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в сервисном центре.

2. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- предъявление правильно и четко заполненного гарантийного талона;
- наличие оригинала товарного чека, содержащего дату покупки;
- предъявление неисправного изделия.

Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- изменения заводского серийного номера или наименования модели;
- модификации или ремонта, выполненного лицом, на то не уполномоченным.

3. Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ремонтных работ, но не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

- механические повреждения, попадание внутрь жидкости и других посторонних предметов;
- химической коррозии, применения некачественных элементов питания;
- удар молнии, пожар, затопление или другие стихийные бедствия;
- эксплуатации изделия с нарушением инструкции пользователя.

4. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

5. Условия гарантии также не предусматривают периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом, включая все типы батареек, соединительных шнуров и разъемов.

6. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

С условиями гарантии согласен \_\_\_\_\_

подпись клиента

### Адрес сервисного центра:

109444 Москва, ул. Ташкентская, д.9, офис 3. Тел.: (499) 130-92-65