



МАССАЖЕР ZET-763

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	220V/50 Hz
Мощность	40W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Комплексный подход обеспечивает качественную проработку зон, устранение отечности и усталости. Техника массажа напоминает методику профессионального массажиста, ролики работают по акупунктурным точкам стопы. Массаж улучшает кровообращение, за счет чего устраняется напряжение в мышцах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Нажмите кнопку «POWER», чтобы включить либо выключить прибор. Чтобы остановить или продолжить массаж, так же необходимо нажимать кнопку «POWER»
Для выключения массажера нажмите и удерживайте её пару секунд .
2. Устройтесь максимально комфортно и начинайте массаж.
По умолчанию массажер автоматически работает 5 минут, затем выключается.
3. Кнопка «Auto» даёт возможность выбрать один из 4 видов точечного массажа.
4. Кнопка «Custom» позволяет сделать индивидуальные настройки массажа: пальцев, стоп либо пяток.
5. Кнопка «Manu» ручная настройка массажа.
6. Кнопка «Speed» переключает 3 интенсивности массажа.
7. Кнопка «Direction» управляет массажными роликами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____