



МАССАЖЕР ZET-814

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	12V ~ 0,8 А
Мощность	9,6W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Поможет расслабиться и получить удовольствие от массажа в любое удобное для вас время.
2. 10 массажных моторов расслабляют спину и бедра.
3. Настройка вибрации 3 скоростями.
4. Простой в использовании ручной контроллер с сумкой для хранения.
5. Регулируемые ремни крепятся к вашему сиденью.
6. Успокаивающая термофункция в поясничном отделе для более глубокого проникновения.
7. Адаптер переменного и постоянного тока для домашнего, автомобильного и офисного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. Нажмите кнопку питания «POWER» и индикатор будет светиться.
3. Кнопка «PROGRAMM» предоставляет 5 разных программ на выбор.
4. Нажатие кнопки «HEAT», активирует функцию нагрева, и загорится соответствующий индикатор.
5. Нажатие кнопки «M1», активирует вибрационный массаж плечевой зоны.
6. Нажатие кнопки «M2», активирует вибрационный массаж.
7. Нажатие кнопки «M3», активирует нижний поясничный вибрационный массаж.
8. Нажатие кнопки «M4», активирует ягодичный вибрационный массаж.
9. Для управление скоростью массажа необходимо нажимать выбранный режим (High / Medium / Low).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany