



МАССАЖЕР ZET-828

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	12V
Мощность	24W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Массажный блок плавно перемещается по изгибу позвоночника не создавая давления на спину.
2. Массаж всей спины, плечей, талии и бедер напоминает действия профессионального массажиста.
3. 2 инфракрасных шара генерируют тепло для усиления массажных функций.
4. Вибрационный расслабляющий массаж способствует кровообращению в бедрах.
5. Режим Шиатсу обеспечивает эффективный точечный массаж для мышц.
6. Накладка изготовлена из дышащего материала.
7. Автоматический таймер на 15 минут

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. Нажмите кнопку питания «POWER» и индикатор будет светиться.
3. Чтобы начать РАЗМИНАЮЩИЙ массаж, нажмите соответствующую кнопку – вся спина «А+В»/верхняя часть «А»/нижняя часть «В».
4. Повторное нажатие кнопок «А+В»/ «А»/ «В», активирует РОЛИКОВЫЙ массаж.
5. Кнопка «VIBRATION» включает функцию непрерывного вибрационного массажа.
6. Кнопка «HEAT», активирует функцию инфракрасного тепла.
7. Отсоедините адаптер от источника питания.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany