



МАССАЖЕР ZET-848

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	12V/2.5A
Мощность	30W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Поможет расслабиться и получить удовольствие от массажа в любое удобное для вас время.
2. 4 массажных моторов расслабляют спину и бедра.
3. Вибрационный массаж зоны бёдер.
4. Простой в использовании ручной контроллер с сумкой для хранения.
5. Регулируемые ремни крепятся к вашему сиденью.
6. Успокаивающая термофункция в поясничном отделе для более глубокого проникновения.
7. Оснащен подушкой у изголовья.
8. Адаптер переменного и постоянного тока для домашнего, автомобильного и офисного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Подключите адаптер с устройством к источнику питания.

«POWER» включает массажёр.

«AUTO» - массаж всей спины сверху вниз и обратно. Время по умолчанию 20 минут. Функция нагрева и вибрации по умолчанию выключена.

«Upper» - массаж верхней части спины и плеч.

«Lower» - массаж нижней части спины и поясницы.

«TIME» для установки время массажа (10, 20, 30 минут)

«HEAT», активирует функцию нагрева, и загорится соответствующий индикатор.

Массаж Шиатцу «Shiatsu» - роликовый массаж.

«Width» кнопка позволяет настраивать расстояние между роликами

«VIBRATION» включает функцию вибрационного массажа в сидении.

«Spot» - работает в режиме Shiatsu. С помощью кнопок вы можете выбрать направление перемещения роликов (вверх либо вниз). Повторное нажатие на кнопку фиксирует ролики в нужной точке. РЕЖИМ 3D и 4D основывается на интеллектуальной роликовой системе, работающей в трех направлениях. Массажные механизмы, имитирующие настоящего профессионала, обеспечат качественную проработку мышц.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany