



МАССАЖЕР ZET-750

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	220V/50 Hz
Мощность	60W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Пояс поможет с легкостью добиться результата в похудении и
устранении целлюлита на проблемных зонах
Он оснащен мощной системой вибрации, при помощи которой
численность сокращения мышц происходит 50 раз за секунду. Благодаря
такому сокращению мышц происходит быстрое сжигание жировой
прослойки, мышцы становятся подтянутыми и красивыми и
корректировка проблемных зон выполняется самостоятельно. Пояс
поддерживает и стимулирует в тонусе различные группы мышц. Так же
он обладает термально терапевтическими функциями, что великолепно
помогает людям страдающим болями в поясничном отделе, стимулирует
кровообращение в организме. Используется для массажа талии, бедер,
рук, спины и ног.

ОСОБЕННОСТИ:

- 5 видов вибрации.
- Ручное и автоматическое управление прибором.
- Функция прогрева.
- Мощный вибрационный механизм.
- Таймер.
- 4 уровня интенсивности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Нажмите кнопку «POWER», чтобы включить либо выключить прибор.
2. Автоматический режим- автоматический массаж с изменением
четырёх уровней интенсивности в течение 30 минут.

3. Кнопка «MODE»: нажмите кнопку, чтобы выбрать ручной либо авто-
матический режимы работы. Уровень интенсивности для автоматичес-
кого режима настроится автоматически, а для ручного режима можно
задать желаемую скорость.
4. Кнопка «Intensity» в ручном режиме нужна, чтобы выбрать один из
четырёх уровней интенсивности работы.
5. Кнопка «Heat» для включения и отключения функции нагрева.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил
эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при
обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка
о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил
эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних
предметов,
жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного
внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany